

Rolta® soft

Syntetisk polstervadd

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår ska läka. För att ge en jämn kompression krävs ofta en väl utförd polstring under kompressionsbindan. Anledningen är att exempelvis ett ben har olika form och kan behöva "fyllas ut" för att trycket ska fördela sig jämt. Som utfyllnad används med fördel polstervadd. Rolta soft är ett syntetiskt polstervadd som upplevs både som mjukt och fluffigt.



1 Mjuk och följsam

2 Lätt att riva av

3 Enkel att hantera

Fördelar:

Mjuk och följsam
Flera olika förpackningsstorlekar
Lätt att riva
Behöver inte avlägsnas vid
röntgenundersökning



Egenskaper

Rolta soft är en maskinellt sammansatt polstervadd som är enkel att hantera och upplevs som både mjuk och fluffig av användaren. Rolta soft är genomsläpplig för luft och fukt och har inga absorberande egenskaper vilket gör den hudvänlig. Rolta soft appliceras lätt i mindre försänkningar och hålrum. Man kan applicera polstervadden både på längden och tvären allt efter behov. Rolta soft absorberar inte röntgenstrålar och behöver ej avlägsnas före röntgenundersökning

Indikation

För polstring under kompressionsbindor och gips.
Kontraindikationer: Använd ej Rolta soft vid intolerans mot materialet. Vidta försiktighet om patient har någon typ av hudsjukdom.

Material

100% polyester. Rolta Soft är sammansatt på maskinell väg. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR. Polstervadden kan steriliseras i autoklav vid 121°C i 20 minuter.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Rolta-soft	3 m x 6 cm	932 048	50 st	1 Afp
Osteril, förpackad i ask	3 m x 10 cm	932 049	30 st	1 Afp
	3 m x 15 cm	932 050	20 st	1 Afp
	3 m x 6 cm	932 043	6 st	8 Afp
	3 m x 10 cm	932 045	6 st	6 Afp