



KUNDENINFORMATION

Hamburg, 05.09.2023


Haltbarkeit nach Gebindeanbruch

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht zur Haltbarkeit nach Gebindeanbruch für unsere Produkte.

Haltbarkeit vor Anbruch

Auf den Etiketten der BODE/HARTMANN Produkte finden sich Angaben zur Haltbarkeit vor Anbruch des Gebindes wie folgt:

- „Verwendbar bis“ bei Arzneimitteln zur Händedesinfektion oder Hautantiseptik
- „Mindestens haltbar bis“ bei Kosmetika sowie
- „“ bei Medizinprodukten und Biozidprodukten.

Haltbarkeit nach Anbruch im fest verschlossenen Gebinde

Als Anbruchstabilität unserer Produkte in geöffneten und jeweils wieder fest verschlossenen Gebinden wurden folgende Zeiträume ermittelt:

Produktgruppe	Haltbarkeit nach Gebindeanbruch
alkoholische Hände-Desinfektionsmittel	12 Monate
alkoholische Hautantiseptika	(kann bei Verwendung im Spender abweichen s. „Haltbarkeit beim Einsatz von Hände-/Haut-Produkten in Wandspendern“)
Haut-/Hände-Reinigungsprodukte (Waschlotionen) <u>Ausnahme:</u> Stellisept® med gloves	12 Monate 1 Woche
Haut-/Hände-Pflegeprodukte <u>Ausnahmen:</u> Produkte in Überkopfflaschen für den CleanSafe Spender	12 Monate Verwendbar bis zum aufgedruckten Datum
Instrumenten-Reiniger	12 Monate
Instrumenten-Desinfektionsmittel	12 Monate



KUNDENINFORMATION

Produktgruppe	Haltbarkeit nach Gebindeanbruch
Flächen-Desinfektionsmittel (Konzentrate und gebrauchsfertige Lösungen)	12 Monate
Flächen-Desinfektionsmittel im Flowpack <u>Ausnahme:</u> Mikroba [®] Virucidal Tissues	3 Monate Maximal 4 Wochen bei täglicher Entnahme. Nach einer Entnahmepause von mehr als einer Woche, ist die Verpackung zu verwerfen.
Bacillo [®] Wipes im Spender	28 Tage
Bacillo [®] Tissues in der Spenderbox	3 Monate
Dismofix [®] G	12 Monate

Diese Aussagen gelten nur für geöffnete Originalgebinde und nicht für Dosierbeutel, da diese zum Einmalgebrauch bestimmt sind.

Beim Umfüllen in andere Gebinde besteht, neben gesetzlichen Bestimmungen, ein Risiko durch Verkeimung und Vermischen mit Produktresten.



KUNDENINFORMATION

Haltbarkeit beim Einsatz von Hände-/Haut-Produkten in Wandspendern

Unsere Hände-/Haut-Produkte sind in den von uns vertriebenen Spendern 12 Monate nach Anbruch haltbar.

Ausnahme:

- Im **Eurospender 1** sind unsere Produkte **6 Monate** nach Anbruch haltbar.
- In Spendern ohne montierte Pumpe oder ohne Abdeckung des Flaschenhalses sind unsere Produkte **4 Monate** nach Anbruch haltbar.
- Im CleanSafe sind unsere Produkte bis zum aufgedruckten Datum verwendbar.

Die Verwendung von aufgeschraubten Einmalpumpen bietet die beste Gewähr für den Schutz des Flascheninhaltes. Die für den Spendereinsatz ermittelten Daten sind nur gegeben, wenn sich die Spender in einem einwandfreien hygienischen Zustand befinden und keine Produktreste die nachfolgenden Produkte kontaminieren können. Die Kennzeichnung der Haltbarkeit nach Anbruch liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Freundliche Grüße

BODE Chemie GmbH

Raphael Bohner
Head of Quality Control

Dr. Dirk Rehders
Head of Quality Control –
Analytical Development

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die Aussagen in dem Dokument entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Zukünftige Änderungen sind möglich, ohne dass Sie davon in Kenntnis gesetzt werden.