

HARTMANN



Helps. Cares. Protects.

Onze bestseller – nu duurzaam.

Bacillol® 30 Sensitive Tissues



- +** Bewezen prestatie
effectieve, snelle en
materiaalvriendelijke
oppervlaktedesinfectie
- +** 100% plasticvrije
desinfectiedoekjes



Krachtig en zacht zoals gewoonlijk – de nieuwe Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues

Bewezen prestatie van Bacillol® 30 Sensitive Tissues

+ Optimale werkzaamheid: tegen ziektekiemen en vuil

- Bactericide en gisticide in 1 min.
- Effectief tegen norovirus in 2 min.
- Goede reinigingsprestaties

+ Uitstekende materiaalcompatibiliteit: voor gevoelige oppervlakken

- Voor beeldschermen, toetsenborden, mobiele telefoons, tablets
- Voor gevoelige, niet-invasieve medische producten

+ Eenvoudig en veilig te gebruiken: voor alle gebruikers

- SGS Institut Fresenius¹-gecertificeerd: bijzonder huidvriendelijke desinfectietissues voor oppervlakken
- ECARF-gecertificeerd: het eerste professionele allergie- en astmavriendelijke desinfectiemiddel voor oppervlakken
- 1,5 m² dekking per tissue



¹ Wereldleider op het gebied van testen, inspectie en certificering

² Gemeten volgens het aantal doekjes in vergelijking met Bacillol® 30 Sensitive tissues

Onze bestseller – nu met 100% plasticvrije tissues

De verbeterde **Bacillo!® 30 Sensitive Green Tissues** zetten een belangrijke stap richting milieubescherming – met **“groene tissues”**!

De desinfectiedoekjes zijn nu 100% plasticvrij en gemaakt van duurzame grondstoffen.



Duurzame voordelen van Bacillo!® 30 Sensitive Green Tissues:

-  100% plasticvrije tissues
-  Gemaakt met grondstoffen uit duurzame bosbouw
-  25% lagere CO₂-voetafdruk dan PET-doekjes
-  100% hogere palletbenutting²

Dezelfde prestaties -
nu met duurzame tissues



plasticvrije
100%
tissues

NIEUW

Bacillo® 30 Sensitive Tissues



Materiaalvriendelijke reinigings- en desinfectiedoekjes voor gevoelige oppervlakken



NIEUW



100% plasticvrije Tissues –
gemaakt van duurzame grondstoffen



Optimale werkzaamheid –
snelle en tijdbesparende toepassing



Materiaalcompatibel –
geschikt voor gevoelige materialen



Hoge dekking –
1,5 m² dekking per tissue



Goede reinigingsprestatie –
wfk-getest³



Huid- en allergievriendelijk –
ECARF- & SGS SGS Institut Fresenius-
gecertificeerd, kan zonder handschoenen
worden gebruikt⁴

Bewezen efficiëntie

Bacteriën / Schimmels

Bactericide / Gisticide	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	1 Min.
----------------------------	-----------------------------------	--------

Tuberculocide / Myobactericide	EN 14348	3 Min.
-----------------------------------	----------	--------

Virussen

Virusdodende werking tegen omhulde virussen (incl. HBV, HIV, HCV)	EN 16777	1 Min.
---	----------	--------

Virusdodende werking over een beperkt spectrum	EN 14476	30 Min.
---	----------	---------

Norovirus	EN 14476	2 Min.
-----------	----------	--------

Rotavirus	EN 14476 (schone toestand)	1 Min.
-----------	----------------------------	--------

Productnaam

Inhoud

Artikelnr.

Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues	120 tissues flowpack afmeting 20 x 17 cm	981 987
--	---	---------

³ Bij het verwijderen van vetstof, testrapport WL 4248/23 van 16.11.2023, "Comparative study of the cleaning performance of two ready-to-use wet disinfectant wipes", wfk - Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld, Duitsland. Niet gepubliceerde studie – gegevens beschikbaar bij BODE Chemie GmbH

⁴ Als dit volgens de protocollen voor infectiepreventie en arbeidsveiligheid is toegestaan

Gebruik desinfectiemiddelen voor oppervlakken veilig. Raadpleeg vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



Helps. Cares. Protects.

PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26
6500 AA Nijmegen, Nederland
www.hartmann.info