

MoliCare® Premium Elastic, incontinentieslip

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Premium Elastic zijn incontinentieslips zijn met elastische zijkanten en hersluitbare plakstrips. De producten zijn geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies, en voor urine- en ontlastingsincontinentie in verschillende mate van ernst. De producten zijn zowel bedoeld voor bedlegerige als voor mobiele patiënten/bewoners. De producten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is. MoliCare® Premium Elastic kan worden gebruikt in een thuiszorgomgeving en in professionele zorginstellingen. Het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of door zorgprofessionals.

Toepassing/indicatie

Verschillende gradaties van urine- en ontlastingsincontinentie



MoliCare® Premium Elastic , incontinentieslip

Referentienummers*

Verpakking	Productmaat	S	M	L	XL
	Heup-/tailleomtrek (cm)	70-90	85-120	115-145	140-175
P30	5 druppels	165 171 165 181	165 172 165 182	165 173 165 183	/
	6 druppels	166 271 165 281	166 272 165 282	166 273 165 283	/
	7 druppels	167 371 165 381	167 372 165 382	167 373 165 383	/
	8 druppels	/	/	/	/
	9 druppels	/	/	/	/
	10 druppels	/	/	/	/
P26	5 druppels	/	/	/	/
	6 druppels	/	/	/	/
	7 druppels	/	/	/	/
	8 druppels	165 471 165 481	165 472 165 482	/	/
	9 druppels	165 571 165 581	165 572 165 582	/	/
	10 druppels	/	/	/	/
P24	5 druppels	/	/	/	/
	6 druppels	/	/	/	/
	7 druppels	/	/	/	/
	8 druppels	/	/	165 473 165 483	/
	9 druppels	/	/	165 573 165 583	/
	10 druppels	/	/	/	/
P22	5 druppels	/	/	/	/
	6 druppels	/	/	/	/
	7 druppels	/	/	/	/
	8 druppels	/	/	/	/
	9 druppels	/	/	/	/
	10 druppels	165 671 165 681	/	/	/
P14	5 druppels	/	/	/	/
	6 druppels	/	/	/	165 274 165 284
	7 druppels	/	/	/	165 374 165 384
	8 druppels	/	/	/	165 474 165 484
	9 druppels	/	/	/	165 574 165 584
	10 druppels	/	165 672 165 682	165 673 165 683	165 674 165 684
P2	5 druppels	165 191	165 192	165 193	/
	6 druppels	165 291	165 292	165 293	165 294
	7 druppels	165 391	165 392	165 393	165 394
	8 druppels	165 491	165 492	165 493	165 494
	9 druppels	165 591	165 592	165 593	165 594
	10 druppels	165 691	165 692	165 693	165 694

*Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar

MoliCare® Premium Elastic , incontinentieslip

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuverontreiniging tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium Elastic de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende landelijke instantie.

Prestatiekenmerken van het product

Totaal gewicht (g)	S	M	L	XL
5 druppels	73,5	85,2	101,6	/
6 druppels	78,0	94,7	108,0	129,9
7 druppels	86,0	103,6	114,3	146,5
8 druppels	93,1	126,2	134,8	161,1
9 druppels	101,0	130,0	151,5	177,9
10 druppels	113,6	168,9	195,2	195,4

*≤ ± 10% toegestane afwijking

MoliCare® Premium Elastic , incontinentieslip

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
Achterlaag:	Polyethyleen, non-woven folielaag, wit
Absorptiekern (3-laags):	1e laag: kraftpulp* 2e laag: kraftpulp* - met superabsorberend polymeer 3e laag: kraftpulp, 'curled fiber' *Elementair chloorvrij gebleekt
Kleeflaag:	Smeltlijm
Toplaag:	Polypropyleen - non-woven, hydrofiel, wit
Rand:	Polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
Elastieken:	Elastieken voor beenplooiën en rechtopstaande randen
Elastische zijpanelen met plakstrips	
Non-woven:	Polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
Elastisch materiaal:	Polypropyleen - non-woven, hydrofoob (elastisch), wit
Plakstrip:	Polypropyleen - non-woven klittenband
Vochtindicator:	Wateroplosbare inkt

Productkenmerken

Kenmerken	Eenheid	Maat S 5 - 10 druppels	Maat M 5 - 9 druppels	Maat M 10 druppels	Maat L 5 - 9 druppels	Maat L 10 druppels	Maat XL 6 - 10 druppels
Totale lengte:*	[mm]	720	810	810	925	925	980
Totale breedte buikszide:*	[mm]	280	320	440	440	480	480
Totale breedte rugzijde*	[mm]	290	330	450	450	490	490
Totale breedte kruisstreek:*	[mm]	280	320	290	290	290	320
Lengte absorberende kern:*	[mm]	630	660	650	780	780	780
Breedte absorberende kern aan buikzijde:*	[mm]	200	200	300	200	360	240
Breedte absorberende kern aan rugzijde:*	[mm]	220	245	380	265	425	350
Breedte absorberende kern in kruisstreek:*	[mm]	170	170	165	170	160	180

* $\leq \pm 10\%$ toegestane afwijking

Technische specificaties

MoliCare® Premium Elastic , incontinentieslip**Etikettering**Partijnr. met 8-cijferige code

bijv.: 900102822



9

001

02

8

2

jaar 201X

interne code

interne code

interne
codegecumuleerd
controlegetalProductiedatum

bijv.:

2019
jaar08
maand07
dagVervaldatum

bijv.:

2024
jaar08
maand01
dagHoudbaarheid: 5 jaarMedisch hulpmiddel

MD

Droog bewarenNiet opnieuw gebruikenCE-markering

Laatste herzieningsdatum: 18-3-2020