

MoliCare® Premium Bed Mat Textile

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Premium Bed Mat Textile zijn herbruikbare, niet-invasieve, niet-steriele onderleggers voor gebruik bij ongewenst urineverlies en urine-incontinentie in verschillende maten van ernst, te gebruiken door zowel patiënten en mantelzorgers als professionele zorgverleners.

Toepassing/indicatie

De producten zijn geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies en urine-incontinentie in verschillende maten van ernst.

Referentienummers*

Verpakking	7 druppels	7 druppels met instopstroken
P10	155 011	155 013
P1	155 010	155 012

* Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare onderdelen van de MoliCare® Premium Bed Mat Textile de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde, lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde partij in de Europese Unie en in landen met identieke regelgeving (Verordening 2017/745/EU betreffende medische hulpmiddelen): als zich tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft voorgedaan, meld dit incident dan aan de fabrikant en/of zijn gemachtigde en aan uw nationale bevoegde autoriteit.

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
buitenzijde	laag van polyester en polyurethaanfolie
absorptiekern	combinatie van polyester en viscose
bovenlaag	polyester
naden	polyester
instopstoken*	combinatie van polyester en katoen

* 7 druppels met instopstroken

Productkenmerken

Kenmerken	maateenheid	7 druppels	7 druppels met instopstroken
totaal gewicht:*	[g]	435	491
totale lengte*	[cm]	85	75
totale breedte*	[cm]	90	185

* $\leq \pm 10\%$ toegestane afwijking

MoliCare® Premium Bed Mat Textile

Etikettering

Partijnr. met 89-cijferige code bijv.:

900102822



2020

02

07

Jaar

maand

dag

9

001

02

82

2

Jaar 201X

Interne code

Interne code

Interne
code

gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum

bijv.: 

2020
jaar

02
maand

07
dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.: 

2025
jaar

02
maand

01
dag

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



CE-markering



Distributeur



Laatste herzieningsdatum: 18-11-2019