

MoliCare® Premium Bed Mat

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Premium Bed Mat zijn niet-invasieve, niet-steriele onderleggers voor eenmalig gebruik bij ongewenst urineverlies en urine-incontinentie in verschillende maten van ernst, te gebruiken door zowel patiënten en mantelzorgers als professionele zorgverleners.

Toepassing/indicatie

De producten zijn geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies en urine-incontinentie in verschillende maten van ernst.

Referentienummers*

Verpakking		40x60	60x60	60x90	60x90 met instopstroken
P30	5 druppels	161 061	161 063	161 065	-
	7 druppels	161 067	161 069	161 071	161 072
	9 druppels	161 074	161 076	161 078	-
P25	5 druppels	-	-	161 064	-
	7 druppels	161 066	161 068	161 070	-
P15	9 druppels	161 073	161 075	161 077	-

* Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recycleren van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare onderdelen van de MoliCare® Premium Bed Mat de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde, lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde partij in de Europese Unie en in landen met identieke regelgeving (Verordening 2017/745/EU betreffende medische hulpmiddelen): als zich tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft voorgedaan, meld dit incident dan aan de fabrikant en/of zijn gemachtigde en aan uw nationale bevoegde autoriteit.

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
buitenzijde	polyethyleen, groen polyethyleen, wit* polyethyleen, non-woven folielaag, wit met blauwe print**
absorptiekern	kraftpulp*** kraftpulp*** met superabsorberend polymeer**
hechtmiddel	smeltlijm
bovenlaag	polypropyleen non-woven, hydrofiel, wit

60x90 met vleugels

** 9 druppels

*** chloorvrij gebleekt

MoliCare® Premium Bed Mat

Productkenmerken

Kenmerken	maateenh eid	5 druppels 40x60	5 druppels 60x60	5 druppels 60x90	7 druppels 40x60	7 druppels 60x60	7 druppels 60x90	7 druppels 60x90 met instopstroken	9 druppels 40x60	9 druppels 60x60	9 druppels 60x90
totaal gewicht:*	[g]	21,0	31,8	48,9	26,3	39,9	61,6	75,4	40,8	62,8	94,2
totale lengte**	[cm]	60	60	90	60	60	90	60	60	60	90
totale breedte**	[cm]	40	60	60	40	60	60	177	40	60	60

* ≤ ± 10% toegestane afwijking

** ≤ - 3% toegestane afwijking op het oppervlak

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code bijv.:

900102822



Jaar 201X

001

Interne code

02

Interne code

82

Interne code

2

Gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum



bijv.: 2020
jaar

02
maand

07
dag

Uiterste gebruiksdatum



bijv. 2025
jaar

02
maand

01
dag

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Distributeur



Distributor

Laatste herzieningsdatum: 01-04-2020