

MoliCare® Premium Fixpants long leg, fixatiebroekjes

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

Beoogd gebruik:

MoliCare® Premium Fixpants long leg zijn niet-invasieve, niet-steriele fixatiesystemen voor het veilig en hygiënisch fixeren van allerlei soorten incontinentie-inleggers voor langdurig contact met het lichaam. De hulpmiddelen kunnen worden aangebracht door leken en/of zorgprofessionals bij personen met een intacte huid.

MoliCare® Premium Fixpants long leg zijn licht, zacht en luchtdoorlatend. Ze zijn gemaakt van een extra stevig naadloos materiaal met een zeer dichte structuur. Hierdoor zijn ze uitermate ladderbestendig. Door het gebruikte materiaal hebben de MoliCare® Premium Fixpants long leg een op ondergoed lijkend uiterlijk, terwijl de vochtindicator zichtbaar blijft.

Deze uniseks fixatiebroekjes zijn herbruikbaar en kunnen worden gebruikt in combinatie met MoliCare® Premium Form, MoliCare® Form en andere soorten incontinentie-inleggers, evenals met kraamverbanden. Bovendien zijn ze geschikt voor zowel immobiele/bedlegerige als mobiele/actieve patiënten/bewoners (vrouwen en mannen).


Dankzij de hoge elasticiteit volgen deze broekjes de lichaamscontouren perfect en zitten ze optimaal. De maataanduiding wordt aangegeven met een ingeweven kleurcode.

De producten zijn geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies en urine-/ontlastingsincontinentie in verschillende mate van ernst.

MoliCare® Premium Fixpants long leg kunnen worden gebruikt in een thuisomgeving en in professionele zorginstellingen.

Toepassing/indicatie

Verschillende gradaties van urine- en ontlastingsincontinentie



Referentienummers*

Verpakking	P25	P5
Maat S	947790	947795
Maat M	947791	947796
Maat L	947792	947797
Maat XL	947793	947798
Maat XXL	947794	947799
Maat XXXL	947789	947815
Maat 5XL	947825	947830

* het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar

MoliCare® Premium Fixpants long leg, fixatiebroekjes

Herbruikbaar hulpmiddel

De producten behouden hun pasvorm langdurig en kunnen tot wel 50 keer worden gewassen volgens de wasinstructies op de verpakking. Afwijken van de wasinstructies kan gevolgen hebben voor de vezelelasticiteit van het elastiek en de pasvorm/ fixatievermogen.
Informatie beschikbaar op verzoek.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moet bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium Fixpants long leg de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Prestatiekenmerken per product

Kenmerken	maateenheid	S	M	L	XL	XXL	XXXL	5XL
totaal gewicht:*	[g]	18,0	20,0	22,0	24,0	25,0	29,5	40,0
taille-omtrek:	[cm]	45-80	60-100	80-120	100-160	140-180	160-200	200-240

* ± 10 % toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Materiaal	Hoeveelheid [%]
Polyester	95
Elastaan	3
Polyamide	2

Productkenmerken

Afmetingen	S	M	L	XL	XXL	XXXL	5XL
taille zonder rek: [mm]:*	195	225	250	270	285	350	355
hoogte zonder rek: [mm]:	Min. 190	Min. 200	Min. 220	Min. 250	Min. 270	355 ± 15%	Min. 370
taille bij 2200 g belasting [mm]: **	590	640	680	710	740	800 ± 15%	930
pijp bij 2200 g belasting: [mm]: *	330	340	350	370	390	490 ± 15%	630

* ± 6 % toegestane afwijking

** ± 5 % toegestane afwijking

MoliCare® Premium Fixpants long leg, fixatiebroekjes

Etikettering

voor maten S-
XXL:

Partijnr. met 8-cijferige code
bijv.: 20089822



XX

XX

XX

XX

productiemaand

productiedag

werktijdnummer

machinenummer

voor maat
XXXL:

Partijnr. met 10-cijferige code
bijv.: 2001082212



XX

XX

XX

XXX

XX

productiejaar

productiemaand

productiedag

partijnummer

verpakkingsoperator

Productiedatum

bijv.:



2020
jaar

01
maand

08
dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.:



2025
jaar

01
maand

08
dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



CE-markering



Wassen op 60 °C of lager



Niet bleken



Machinaal drogen (lage temperatuur)



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Laatste herzieningsdatum: 14-06-2021