

MoliCare® Slip, incontinentieslip

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

Beoogd gebruik:

MoliCare® Slip-producten zijn niet-steriele absorberende slips voor incontinentiezorg voor incontinentie personen, gebruikt in thuiszorgomgevingen en zorginstellingen voor gebruik bij ongewenst urineverlies, urine- en fecesincontinentie in verschillende mate van ernst, te gebruiken door zowel patiënten en mantelzorgers als professionele zorgverleners. De producten zijn voor eenmalig gebruik, maar een nieuw hulpmiddel kan onbeperkt opnieuw worden aangebracht. De MoliCare® Slip behoort tot klasse I medische hulpmiddelen.

Toepassing/indicatie

Voor verschillende gradaties van urine- en fecesincontinentie.



Referentienummers*

Verpakking		S	M	L	XL
	Heup-/tailleomtrek (cm)	60-90	90-120	120-150	150-175
P30	extra (5D)	/	165 132	165 133	/
	extra plus (6D)	/	165 232	165 233	/
	super (7D)	/	165 332	165 333	/
	super plus (8D)	/	165 432	165 433	/
P14	extra (5D)	/	/	/	165 134
	extra plus (6D)	/	/	/	165 234
	super plus (8D)	/	/	/	165 434
	maxi (9D)	165 531	165 532	165 533	/
P1	extra (5D)	/	169 141	169 142	169 143
	extra plus (6D)	/	169 150	169 151	169 152
	super (7D)	/	169 157	169 158	/
	super plus (8D)	/	169115	169116	169 117
P2	maxi (9D)	165 651	165 652	165 653	/

*Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar

MoliCare® Slip, incontinentieslip

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recycleren van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare onderdelen van de MoliCare® Slip de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde, lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende landelijke instantie.

Prestatiekenmerken per product

Kenmerken	maateenheid	Maat	extra	extra plus	super	super plus	maxi
totaal gewicht:*	[g]	S	/	/	/	/	87
		M	80	86	85	109	146
		L	100	106	101	122	171
		XL	113	121	/	156	/

*± 10%

Materiaaleigenschappen

MoliCare® Slip extra (5D) – super plus (8D)

Onderdeel	Materiaal
achterlaag:	polyethyleen, non-woven folielaag, wit
absorberende kern (3-laags):	1. laag: kraftpulp* 2. laag: kraftpulp* - met superabsorberend polymeer 3. laag: kraftpulp*, 'curled fiber' *elementair chloorvrij gebleekt
hechtmiddel:	smeltlijm
toplaag:	polypropyleen - non-woven, hydrofiel, wit
manchet:	polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
elastieken:	elastieken voor beenplooiën en rechtopstaande randen
vochtindicator:	wateroplosbare inkt
zijpaneel	polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
fixatieverbanden	Polypropyleen - non-woven klittenband

MoliCare® Slip maxi (9D)

Onderdeel	Materiaal
achterlaag:	polyethyleen, blauw
absorberende kern (2-laags):	1. laag: kraftpulp* - met superabsorberend polymeer 2. laag: non-woven vochtopnemende distributielaag *elementair chloorvrij gebleekt
hechtmiddel:	smeltlijm
toplaag:	polypropyleen - non-woven, hydrofiel, wit
manchet:	polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
elastieken:	elastieken voor beenplooiën en rechtopstaande randen
vochtindicator:	wateroplosbare inkt
zijpaneel	polyethyleen, non-woven folielaag
fixatieverbanden	polypropyleen en kleeflaag

MoliCare® Slip, incontinentieslip

Productkenmerken

Afmetingen	maateenheid	Maat	extra	extra plus	super	super plus	maxi
totale lengte:*	[mm]	S					690
		M	815	815	815	815	800
		L	980	980	980	980	960
		XL	980	980		980	
totale breedte buikzijde:*	[mm]	S					450
		M	650	650	650	650	650
		L	780	780	780	780	800
		XL	930	930		930	
totale breedte rugzijde*	[mm]	S					450
		M	650	650	650	650	650
		L	780	780	780	780	800
		XL	930	930		930	
totale breedte kruisstreek:*	[mm]	S					250
		M	320	320	320	320	290
		L	320	320	320	320	290
		XL	320	320		320	
lengte absorberende kern:*	[mm]	S					510
		M	660	660	660	660	650
		L	780	780	780	780	780
		XL	780	780		780	
breedte absorberende kern aan buikzijde:*	[mm]	S	190	190	190	190	260
		M	200	200	200	200	300
		L	200	200	200	200	360
		XL	240	240		240	
breedte absorberende kern aan rugzijde:*	[mm]	S					260
		M	245	245	245	245	380
		L	265	265	265	265	425
		XL	350	350		350	
breedte absorberende kern in kruisstreek:*	[mm]	S					150
		M	170	170	170	170	160
		L	170	170	170	170	160
		XL	180	180		180	

*± 10%

MoliCare® Slip, incontinentieslip

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code




1	001	02	82	2
jaar 202X	interne code	interne code	interne code	gecumuleerd controlegetal

bijv.:
900102822

Productiedatum

bijv.:  2023 03 07
jaar maand dag

Vervaldatum

bijv.:  2028 03 01
jaar maand dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Unieke hulpmiddelidentificatie



Laatste herzieningsdatum: 7-8-2023