

MoliCare® Bed Mat Eco

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Bed Mat Eco zijn niet-invasieve, niet-steriele onderleggers voor eenmalig gebruik bij ongewenst urineverlies en urine-incontinentie in verschillende maten van ernst, te gebruiken door zowel patiënten en mantelzorgers als professionele zorgverleners.

Toepassing/indicatie

De producten zijn geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies en urine-incontinentie in verschillende maten van ernst.

Referentienummers

Verpakking		40x60	60x90
P300	5 druppels	159 001	
P100	5 druppels		159 002
	7 druppels	159 003	
	9 druppels	159 005	
P50	7 druppels		159 004
	9 druppels		159 006
P5	9 druppels		159 007

* Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare onderdelen van de MoliCare® Bed Mat Eco de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde, lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde partij in de Europese Unie en in landen met identieke regelgeving (Verordening 2017/745/EU betreffende medische hulpmiddelen): als zich tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft voorgedaan, meld dit incident dan aan de fabrikant en/of zijn gemachtigde en aan uw nationale bevoegde autoriteit.

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
buitenzijde	polyethyleen, groen polyethyleen, blauw*
absorptiekern	gerecycleerde celluloselagen
hechtmiddel	smeltlijm
bovenlaag	polypropyleen non-woven, hydrofiel, wit

* MoliCare® Bed Mat Eco 9 druppels

MoliCare[®] Bed Mat Eco

Productkenmerken

Kenmerken	maateenheid	5 druppels 40x60	5 druppels 60x90	7 druppels 40x60	7 druppels 60x90	9 druppels 40x60	9 druppels 60x90
totaal gewicht:*	[g]	27,2	64,1	47,2	113,3	73,8	178,3
totale lengte**	[cm]	60	90	60	90	60	90
totale breedte**	[cm]	40	60	40	60	40	60

* ≤ ± 10% toegestane afwijking

** ≤ - 3% toegestane afwijking op het oppervlak

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code bijv.:

900102822



9

001

02

82

2

Jaar 201X

Interne code

Interne code

Interne
code

gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum

bijv.: 

2020
jaar

02
maand

07
dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.: 

2025
jaar

02
maand

01
dag

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Distributeur



Laatste herzieningsdatum: 18-11-2019