

MoliCare® Slip

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® Slip-producten zijn niet-steriele absorberende slips voor incontinentie-zorg voor incontinentie personen, gebruikt in thuiszorgomgevingen en zorginstellingen voor gebruik bij ongewenst urineverlies, urine- en fecesincontinentie in verschillende mate van ernst, te gebruiken door zowel patiënten en mantelzorgers als professionele zorgverleners. De producten zijn voor eenmalig gebruik, maar een nieuw hulpmiddel kan onbeperkt opnieuw worden aangebracht. De MoliCare® Slip behoort tot klasse I medische hulpmiddelen.

Toepassing/indicatie

Verschillende gradaties van urine- en ontlastingsincontinentie



Catalogusnummers

Verpakking		XS	S
g	Heup-/ tailleomtrek	40-70	60-90
P30	5D	-	169 091
	6D	169 190	169 191
P2	5D	-	169 062
	6D	169 160	169 162

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Hergebruik van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen voor hergebruik kan de integriteit en de prestatie van de producten ernstig schaden. Informatie op aanvraag beschikbaar. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van wegwerpbare delen van de MoliCare Slip de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

MoliCare® Slip

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Prestatiekenmerken van het product

Kenmerken	Eenheid	Maat	5 druppels	6 druppels
Totaal gewicht*	[g]	XS	-	60
		S	56	59

* ± 10 % toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
Onderlaag	Polyethyleen-folie met polypropyleen non-woven laag, wit
Absorberende kern:	1: Kraftpulp* 2: Kraftpulp* - met superabsorberend polymeer 3: gebufferd non-woven, hydrofiel, wit *elementair chloorvrij gebleekt
Kleeflaag	Smeltlijm
Toplaag	Polypropyleen non-woven, hydrofiel, wit
Rand	Polypropyleen non-woven, hydrofoob, wit
Elastieken	Elastieken van polyurethaan voor beenplooien en rechtopstaande randen
Vochtindicator	Wateroplosbare inkt
Zijpaneel	Polypropyleen non-woven, hydrofoob, wit
Fixatieverbanden	3-laags met polypropyleen non-woven, kleeflaag, polypropyleen strepen (haken)

Productkenmerken

Afmetingen	maateenheid	Maat	5D	6D
totale lengte:*	[mm]	XS	-	595
		S	690	690
totale breedte buikzijde:*	[mm]	XS	-	410
		S	490	490
totale breedte rugzijde*	[mm]	XS	-	410
		S	480	480

MoliCare® Slip

totale breedte kruisstreek:*	[mm]	XS	-	230
		S	230	230
lengte absorberende kern:*	[mm]	XS	-	515
		S	515	515
breedte absorberende kern aan buikzijde:*	[mm]	XS	-	190
		S	190	190
breedte absorberende kern aan rugzijde:*	[mm]	XS	-	190
		S	190	190
breedte absorberende kern in kruisstreek:*	[mm]	XS	-	130
		S	130	130

* ± 10 % toegestane afwijking

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code
bijv.: 9001028229
jaar 201X001
interne code02
interne code82
interne code2
gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum

bijv.:

2022
jaar05
maand07
dag

Vervaldatum

bijv.:

2027
jaar05
maand01
dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken

Technische specificaties

MoliCare® Slip



CE-markering



Revisiedatum van de tekst: 17-8-2022