

MoliCare® Premium Form +SIZE

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

Beoogd gebruik:

MoliCare® Premium Form +SIZE zijn absorberende inleggers voor incontinentiezorg. In combinatie met fixatiesystemen zijn MoliCare® Premium Form +SIZE zijn geschikt voor gebruik bij ongewenst urineverlies in verschillende maten van ernst, en voor urine- en ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties.

MoliCare® Premium Form +SIZE zijn bedoeld voor mobiele tot immobiele patiënten (vrouwen en mannen).

MoliCare® Premium Form +SIZE zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is.

MoliCare® Premium Form +SIZE kunnen worden gebruikt in een thuisomgeving en in professionele zorginstellingen. Het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of door zorgprofessionals.

Toepassing/indicatie

Verschillende gradaties van urine- en ontlastingsincontinentie



Referentienummer

Verpakking	P18	P2
MoliCare Premium Form +SIZE - 8 druppels	168 167	168 974

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium Form +SIZE de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

MoliCare® Premium Form +SIZE

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Prestatiekenmerken per product

Kenmerken	maateenheid	8 druppels
totaal gewicht:*	[g]	125,2

* ≤ 10 % toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
achterlaag:	polyethyleen, niet-geweven folielaag, wit
absorptiekern (3 lagen):	1e laag: kraftpulp* 2e laag: kraftpulp* - met superabsorberend polymeer 3e laag: kraftpulp*, 'curled fiber'
hechtmiddel:	smeltlijm
toplaag:	polypropyleen - niet-geweven, hydrofiel, wit
manchet:	polypropyleen - niet-geweven, hydrofoob, wit
elastieken:	elastieken voor beenplooien en rechtopstaande randen
vochtindicator:	wateroplosbare inkt

* elementair chloorvrij gebleekt

Productkenmerken

Afmetingen* in mm	8 druppels
totale lengte:	760
totale breedte buikzijde:	370
totale breedte rugzijde:	440
totale breedte kruisstreek:	290
lengte absorberende kern:	650
breedte absorberende kern aan buikzijde:	300
breedte absorberende kern aan rugzijde:	380
breedte absorberende kern in kruisstreek:	165

* ≤ 10 % toegestane afwijking

MoliCare® Premium Form +SIZE

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.: 100102822



1

001

02

82

2

jaar 202X

interne code

interne code

interne code

gecumuleerd
controlegetal

Productiedatum

bijv.: 

2021
jaar

08
maand

07
dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.: 

2026
jaar

08
maand

01
dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Distributeur:



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Laatste herzieningsdatum: 12-08-2021