

MoliCare® Premium Mobile

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik:

MoliCare® Premium Mobile zijn optrekbare incontinentiebroekjes.

De producten zijn geschikt voor gebruik in geval van ongewenst urineverlies in verschillende mate van ernst, voor urine- en ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties, en voor toilettraining.

De producten zijn bedoeld voor mobiele tot semi-mobiele patiënten, en onrustige of demente patiënten. De producten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is.

De producten kunnen worden gebruikt in een thuiszorgomgeving en in professionele zorginstellingen. Het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of door zorgprofessionals.

Toepassing/indicatie

MoliCare® Premium Mobile zijn geschikt voor gebruik in geval van ongewenst urineverlies in verschillende mate van ernst, voor urine- en ontlastingsincontinentie in verschillende gradaties, en voor toilettraining.



Referentienummers*

Verpakking		XS	S	M	L	XL
	Heup-/tailleomtrek (cm)	45–70	60–90	80–120	100–150	130–170
P14	5 druppels / groen	-	915861	915852/915862/915812	915853/915863/915813	915854/915855
	6 druppels / blauw	915840	915831/915841	915832/915842/915822	915833/915843/915823	915834/915844
	8 druppels / paars	-	915871/915881	915872/915882	915873/915883	915874/915875
	10 druppels / grijs	-	-	915878/915884	915879/915885	915880/915886
P30	5 druppels / groen	-	915644	915642	915643	915645
	6 druppels / blauw	915638	915634	915635	915636	915637
	8 druppels / paars	-	915639	915640	915641	915646
	10 druppels / grijs	-	-	915652	915647	915649
P2	5 druppels / groen	-	915615	915616	915617	915648
	6 druppels / blauw	915618	915619	915620	915621	915622
	8 druppels / paars	-	915623	915624	915625	915656
	10 druppels / grijs	-	-	915825	915826	915829

*Het volledige assortiment is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar

MoliCare® Premium Mobile

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

Verwijdering van het product

Om het risico op infecties of milieuverontreiniging tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van MoliCare® Premium Mobile de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende landelijke instantie.

Prestatiekenmerken per product

MoliCare® Premium Mobile 5 druppels / groen:

Kenmerken	maateenheid	XS	S	M	L	XL
totaal gewicht:*	[g]	-	54	58	72	77

* $\leq \pm 10\%$ toegestane afwijking

MoliCare® Premium Mobile 6 druppels / blauw:

Kenmerken	maateenheid	XS	S	M	L	XL
totaal gewicht:*	[g]	67	69	78	95	105

* $\leq \pm 10\%$ toegestane afwijking

MoliCare® Premium Mobile 8 druppels / paars:

Kenmerken	maateenheid	XS	S	M	L	XL
totaal gewicht:*	[g]	-	82	92	111	116

* $\leq \pm 10\%$ toegestane afwijking

MoliCare® Premium Mobile 10 druppels / grijs:

Kenmerken	maateenheid	XS	S	M	L	XL
totaal gewicht:*	[g]	-	-	105	117	122

* $\leq \pm 10\%$ toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
basisdeel	polypropyleen non-woven, hydrofoob, ademend, wit
achterlaag	polyethyleen-folie met polypropyleen non-woven laag, wit, ademend
absorberende kern (3-laags)	1. laag: kraftpulp* 2. laag: kraftpulp*- met superabsorberend polymeer 3. laag: kraftpulp*, 'curled fiber' *elementair chloorvrij gebleekt
kleeflaag	smeltlijm
toplaag	polypropyleen - non-woven, hydrofiel, wit
manchet	polypropyleen - non-woven, hydrofoob, wit
elastieken	elastieken van polyurethaan voor beenplooiën, rechtopstaande randen, heupband
vochtindicator	wateroplosbare inkt

MoliCare® Premium Mobile


Productkenmerken

Afmetingen	XS	S	M	L	XL
totale lengte*:	730	730	800	900	960
totale breedte*:	550	550	660	810	900
totale breedte kruisstreek*:	200	200	220	220	210
lengte absorberende kern*:	490	490	490	580	580
breedte absorberende kern*:	180	180	180	180	180
breedte absorberende kern in kruisstreek*:	140	140	140	140	140

* ≤ ± 10% toegestane afwijking

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.:  9 001 02 82 2
 Jaar 201X Interne code Interne code Interne code gecumuleerd controlegetal

Productiedatum

bijv.:  2019 08 07
 jaar maand dag

Uiterste gebruiksdatum

bijv.:  2024 08 01
 jaar maand dag

Houdbaarheid 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Laatste herzieningsdatum: 4-10-2019