



# Peha-haft®

Elastisk fixeringsbinda som häftar i sig själv

Elastisk latexfri fixeringsbinda som häftar i sig själv och som är enkel att klippa av när förbandet är stabiliserat. Fixeringen avslutas med ett lätt tryck utan någon ytterligare förslutning.



- 1 Peha-haft har en elasticitet på 120%
- 2 Ingen ytterligare fixering krävs
- 3 Fungerar på alla typer av fixering

## Fördelar:

Bekväm att bära  
 Ekonomisk  
 Många användningsområden  
 Självförslutande  
 Låter huden andas



## Egenskaper

Peha-haft har en kräppad struktur och en ytbeläggning som gör att bindan sitter säkert på plats. Detta gäller även över kroppsdelar som normalt är svåra att bandagera. Bindan är häftande på båda sidor och det räcker att linda bindan ett fåtal varv och avslutas med ett lätt tryck på bindans ände för fixering. Ingen ytterligare fixering krävs. Bindan häftar endast mot sig själv, inte mot hud, hår eller kläder. De få antalen lindningsvarv ger en låg materialförbrukning. Bindan har en mycket hög genomsläpplighet för luft, tack vare den öppna strukturen. Bindan har även en hög absorptionskapacitet på grund av den höga andelen naturliga fibrer. Peha-haft är både hudvänlig och behaglig att bära.

## Material

34% Viskos, 34% Bomull, 32% Polyamid med speciell latexfri beläggning. Vit. Produkten är även fri från klorin och akrylat. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR. Sträckt längd: 4 m och 20 m.

## Indikation

Till alla typer av fixering av förband. Fungerar utmärkt över aktiva leder samt fixering av förband på huvud och fingrar. Fixerar även kanyler, katetrar och gipsskenor. Kan fungera som lättare stödbinda.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha-haft®	4 m x 4 cm	300038	1 st	140 AFP
Styckförpackad i ask	4 m x 6 cm	300039	1 st	140 AFP
	4 m x 8 cm	300040	1 st	140 AFP
	4 m x 10 cm	300041	1 st	140 AFP
	4 m x 12 cm	300042	1 st	140 AFP
	20 m x 4 cm	300043	1 st	24 AFP
	20 m x 6 cm	300044	1 st	24 AFP
	20 m x 8 cm	300045	1 st	24 AFP
	20 m x 10 cm	300083	1 st	24 AFP
	20 m x 12 cm	932450	1 st	24 AFP

HARTMANN-ScandiCare AB  
 Box 24  
 334 21 Anderstorp  
 T. 0371-58 74 00  
 E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)