


PermaFoam Classic® Trakeostomi

Polyuretanskumförband

PermaFoam Classic är ett absorberande polyuretanskumförband för behandling av måttligt till rikligt vätskande sår. Förbandet har en tredimensionell skumstruktur för snabb och effektiv absorption. PermaFoam Classic bibehåller en fuktig sårhäkningsmiljö.



1 Hög absorptionsförmåga

2 Mjuk, polstrande


3 Bibehåller fuktig sårmiljö



Helps. Cares. Protects.

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet
Bibehåller fuktig sårmiljö
Mjuk, patientkomfort



Egenskaper

Förbandet har en tredimensionell struktur som ger en effektiv absorption samtidigt som det bibehåller en fuktig sårmiljö. Förbandet kan sitta kvar på såret upp till 7 dagar beroende på exsudat mängd och sårets kondition.

Material

Förbandet består av polyuretanskum.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril.
CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Indikation

För behandling av måttligt till rikligt vätskande sår. Den vita sidan skall vara vänd mot såret och den beigefärgade, släta ovansidan skall vara vänd uppåt.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
PermaFoam Classic® Trakeostomi Steril, enstycksförpackad	8 x 8 cm	882105	10 st	24 AFP