

Omnifix® Elastic

Fixeringshäfta av non-woven

Fixeringshäftan Omnifix Elastic är en väv som hjälper till att fixera förband över stora områden. Vävens skyddspapper har ett ruttmönster som gör det lätt att mäta hur stor bit som behövs och sedan klippa efter linjeringen. Väven kan både ge och förhindra möjlighet till rörelse. Anledningen är att väven endast är elastisk på ena hållet.



- 1 För fixering över större områden
- 2 Säker fixering
- 3 Behöver inte avlägsnas vid röntgen
- 4 Enkel hantering

Fördelar:

För fixering över större områden
Enkel hantering
Säker fixering
Behöver ej avlägsnas vid röntgen



Egenskaper

Omnifix Elastic är genomsläpplig för luft och fukt vilket innebär att den är mycket hudvänlig och förhindrar maceration av huden. Väven fäster säkert men kan ändå tas bort utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden. Omnifix Elastic absorberar inte röntgenstrålar och behöver därmed inte avlägsnas före röntgenundersökningar. Omnifix Elastic är tvärelastisk och smidig att fixera över exempelvis leder utan att veck bildas. Väven är stum på längden, därför är det viktigt att fixera den på rätt håll. På ena håller ger den bra rörlighet, men om väven vänds kan rörelse istället förhindras. Detta ger möjlighet till stadga vid behov. Skyddspappret på baksidan har ett vågformat stanssnitt som gör det lätt att avlägsna.

Material

100% polyesterväv med hypoallergen häftmassa baserad på syntetisk gummi, fri från kolofonium och latex. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Indikation

Som förbandsskydd och fixering över stora ytor inom alla medicinska områden. Fixering runt leder, koniska och runda kroppsdelar. Fixering av mätinstrument, sonder, katetrar och dylikt.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnifix® Elastic	2m x 10cm	900601	1 st	60 Afp
Osteril på rulle i ask	10m x 2,5cm	900606	2 st	63 Afp
	10m x 5cm	900602	1 st	63 Afp
	10m x 10cm	900603	1 st	36 Afp
	10m x 15cm	900604	1 st	24 Afp
	10m x 20cm	900605	1 st	16 Afp
	10m x 30cm	900607	1 st	20 Afp