



Peha®-isoprene latexfri

Puderfri operationshandske av polyisoprene

Ultratunn operationshandske av polyisoprene. Högtaktil känslighet, elasticitet och slitstyrka. Passar alla typer av kirurgi även som överhandske vid ingrepp med hög risk för perforering.



1 Passar personer med latexallergi

3 Slitstark

2 Hög användarkomfort

Fördelar:

Passar personer med latexallergi
 Hög elasticitet och slitstyrka
 Högt användarkomfort
 Indikatorsystem

Produktbeskrivning

Material	Syntetisk polyisopren
Färg	Gul/vit
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Mikrotexturerad
Inside	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,21 mm
Tjocklek handflata	0,19 mm
Tjocklek krage	0,17 mm
Proteininnehåll	Fri från latexprotein
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-isopren latexfri fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latexfri	

HARTMANN-ScandiCare AB
 Box 24
 334 21 Anderstorp
 T. 0371-58 74 00
 E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha® -isopren latexfri	6,0	942 718	50 par	4 AFP
	6,5	942 719	50 par	4 AFP
	7,0	942 720	50 par	4 AFP
	7,5	942 721	50 par	4 AFP
	8,0	942 722	50 par	4 AFP