

SicSac® Kräkpåse & dispenser

Påse för uppkastning

SicSac Kräkpåse är avsedd för uppkastning. Påsen förhindrar stänk och spill och minimerar smittspridningen. SicSac Kräkpåse rymmer ca 1 500 ml. SicSac finns även förpackad i 5-pack.

Med hjälp av SicSac Dispenser är påsen alltid lättillgänglig. Godkänd av Byggsvarubedömningen.



1 Enkel och säker hantering

Munstycket har en inre diameter på 11 cm och håller påsen på plats så läckage inte uppstår. Mycket enkel att hålla för både barn och vuxna.

2 Enkel tillslutning

I plastringens nedre kant finns fyra skårar som gör tillslutningen av påsen enkel och säker.

3 Material

Påsen är tillverkad av tålig plast och rymmer ca 1 500 ml.





Helps. Cares. Protects.

Material:

SicSac Kräkpåse
Påse: 100 % Polyeten
Ring: 100 % Polypropen

Dispenser
Vitlackerad järnplåt

Rengöring:
SicSac Dispenser torkas ren med lätt fuktad trasa
och mildt rengöringsmedel.

Fördelar:

Enkel att använda
Minimerar risk för stänk och spill
Kostnadseffektiv lösning

Storlek	Art.nr.	Mått	Förp.
SicSac Kräkpåse	999 586	1 500 ml	6x50 st
SicSac Kräkpåse 5-pack	999 576	1 500 ml	24x5 st
SicSac Dispenser stor	999 587	50 st	1 st
SicSac Dispenser liten	10 519	25 st	1 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info