



MoliCare® Premium Lady Pad

Skydd vid liten till medelstor inkontinens

MoliCare Premium Lady Pad är ett lättinkontinensskydd som fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Skyddets textila ytskikt gör det mjukt och behagligt att bära medan den mönsterpräglade ytan och grenelastiken gör det till ett säkert val. MoliCare Premium Lady Pad finns i nio olika absorptionskapaciteter och erbjuder ett optimalt skydd oavsett läckagets storlek.



1 WhiteDry Zone

WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning. Med ett pH-värde på 5,5 elimineras bakterier och bakterietillväxt förhindras.

2 HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

3 Mönsterprägling

Den mönsterpräglade* absorptionsdynan ger hög stabilitet och passform vilket skyddar mot läckage.

4 Skumelastik i grenen

Mjuk skumelastik i grenpartiet för optimal passform, komfort och skydd mot läckage.

5 Textilkomfort

Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort för användaren.

6 Säker fixering

Lång självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker och diskret fixering i underkläderna.

7 Individuellt förpackade

Skydden är individuellt förpackade* för diskret och hygienisk hantering.

* Gäller endast storlekarna 1 - 3 droppar



Fördelar:

Skonsam mot huden
Diskret och komfortabel
Textilkomfort
Säkert läckageskydd

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat
Ytskikt: Polypropen och polyetylen non-woven
Elastik: Polyuretanskum
Skyddspapper: Silikonpapper
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
0,5 droppe	168 056	17,5x7,6 cm	4 gr	70 ml	8x28 st
1 droppe	168 035	22x9,8 cm	7,5 gr	194 ml	16x12 st
1,5 droppar	168 036	22x9,8 cm	9,3 gr	267 ml	16x12 st
2 droppar	168 636	26,5x11,2 cm	16 gr	331 ml	18x14 st
3 droppar	168 644	33,5x13,2 cm	21 gr	504 ml	12x14 st
4 droppar	168 046	40x16,2 cm	32 gr	841 ml	12x14 st
4,5 droppar	168 049	40x16,2 cm	33,7 gr	934 ml	12x14 st
5 droppar	168 051	40x16,2 cm	48,1 gr	1045 ml	12x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info