

Idealcrepe®

Stöd/fixeringsbinda av kräppad bomull

Idealcrepe är en kraftig kräppad binda i 100% bomull. Idealcrepe kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan tvättas och återanvändas flera gånger.



- 1 Idealcrepe har en elasticitet på 110%
- 2 Kan tvättas och steriliseras
- 3 Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband

Fördelar:

Bekväm att bära
Kraftig väv
Många användningsområden
Kan återanvändas
Stadiga kanter



Egenskaper

Bindan sitter säkert på plats och glider inte tack vare den kräppade strukturen i materialet. Idealcrepe är porös och luftgenomsläpplig vilket gör bindan skonsam mot huden och bekväm att bära.

Material

100% bomull. Vit.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.
Sträckt längd: 4 m
Osträckt längd: ca 1,9 m
Elasticitet: 110%

Indikation

Som stödförband vid muskel och ledbands-skador. Fixering av förband och gipsskenor.

Tvättråd

Idealcrepe kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 10 minuter eller 121°C i 20 minuter och tvättas i 60°C ett fåtal gånger.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealcrepe®	4 m x 6 cm	928 916	10 st	16 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 8 cm	928 917	10 st	12 Afp