



Peha-taft® latex

Pudderfri operationshandske af naturgummilatex

Pudderfri operationshandske med micro tekstureret overflade for optimalt greb. Den anatomiske pasform forhindrer hånd træthed. Handsken er velegnet til håndtering af cytotoxiske lægemidler og kemikalier.



1 Forhindrer hånd træthed

2 Høj brugerkomfort

3 Høj elasticitet og slidstyrke

Fordele:

Operationshandske af høj kvalitet
Anbefales som yderhandske i indikatorsystem
Høj brugerkomfort
Høj elasticitet og slidstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Latex hvid
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Chlorerede
Tykkelse finger	0,27 mm
Tykkelse håndflade	0,21 mm
Tykkelse cuff	0,16 mm
Proteinindhold	30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klasse III
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 MDR medicinteknisk produkt klasse IIa
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604

Peha-taft latex fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latex

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha-taft® latex	6,0	942590	50 par	6 AFP
	6,5	942591	50 par	6 AFP
	7,0	942592	50 par	6 AFP
	7,5	942593	50 par	6 AFP
	8,0	942594	50 par	6 AFP
	8,5	942595	50 par	6 AFP