

# Peha<sup>®</sup>-underhandske latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Operationshandske som främst används som underhandske i kombination med latex överhandske. Handskens gröna färg säkerställer en snabb detektering av perforering på yttre handsken. Passar alla typer av kirurgiska ingrepp.



1 Indikatorsystem

3 Slitstark

2 Hög användarkomfort

**Fördelar:**

Handskens färg gör faror synliga  
Hög elasticitet och slitstyrka  
Hög användarkomfort  
Indikatorsystem

Produktbeskrivning	
Material	Naturgummilatex
Färg	Grön
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Slät
Inside	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,18 mm
Tjocklek handflata	0,17 mm
Tjocklek krage	0,16 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-underhandske latex fungerar som underhandske i kombination med Peha-profil latex, Peha-taft latex och Peha-taft classic latex	

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha® -underhandske latex	6,5	942512	50 par	4 AFP
	7,0	942513	50 par	4 AFP
	7,5	942514	50 par	4 AFP
	8,0	942515	50 par	4 AFP
	8,5	942516	50 par	4 AFP