



Peha-underhandske[®] latexfri

Puderfri operationshandske av polyisoprene

Operationshandske som främst används som underhandske i kombination med latexfri överhandske. Handskens gröna färg säkerställer en snabb detektering av perforering på överhandske. Passar alla typer av kirurgiska ingrepp.



1 Indikatorsystem

3 Slitstark

2 Hög användarkomfort

Fördelar:

Hög elasticitet och slitstyrka

Hög användarkomfort

Indikatorsystem

Produktbeskrivning

Material	Syntetisk polyisopren
Färg	Grön
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Slät
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,18 mm
Tjocklek handflata	0,17 mm
Tjocklek krage	0,15 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-underhandske latexfri fungerar som underhandske i kombination med Peha-isopren latexfri	

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha® -underhandske latexfri	6,5	942522	50 par	4 AFP
	7,0	942523	50 par	4 AFP
	7,5	942524	50 par	4 AFP
	8,0	942525	50 par	4 AFP