



Peha[®]-underhandske latexfri

Pudderfri operationshandske af polyisoprene

Operationshandske som hovedsagelig bruges som inderhandske i kombination med latexfri overhandske. Den grønne farve sikrer, at perforering af yderhandsken påvises hurtigt,



1 Indikatorsystem

2 Høj brugerkomfort

3 Høj elasticitet og slidstyrke

Fordele:

Indikatorsystem

Høj brugerkomfort

Høj elasticitet og slidstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Polyisoprene
Farve	Grøn
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Glat
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,18 mm
Tykkelse håndflade	0,17 mm
Tykkelse cuff	0,15 mm
Proteinindhold	30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klasse III
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 MDR medicinteknisk produkt klasse IIa
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-underhandske latexfri fungerer som underhandske i kombination med Peha-isoprene latexfri	

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha® -underhandske latexfri	6,5	942522	50 par	4 AFP
	7,0	942523	50 par	4 AFP
	7,5	942524	50 par	4 AFP
	8,0	942525	50 par	4 AFP