



Vala® Protect basic

Underlägg

Vala® Protect basic engångsunderlägg har en absorberande yta tillverkad av 1-lagers cellulosa med ett vattentätt spärrskikt. Skyddar möbler, britsar, madrasser, arbetsytor och/eller patienter t.ex. vid omläggning av sår.



- 1 Minskar risken för korskontaminering
- 2 Finns i flera storlekar för alla typ av behov
- 3 Allsidigt användningsområde

Material:

TCF-blekt tissue

Grön PE-film

Lim

Namn	Art.nr.	Mått	Förp.
Vala® Protect basic	992 226	38x38 cm	8x250 st
Vala® Protect basic	992 227	80x140 cm	1 kartong x100 st



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info