



Peha[®]-isoprene latexfri

Pudderfri operationshandske af polyisoprene

Ultra tynd operationshandske af polyisopren. Høj berøringsfølsomhed, elasticitet og slidstyrke. Kan anvendes som overhandske til alle typer kirurgiske indgreb, hvor der er øget risiko for perforering af handske.



1 Latexfri

2 Høj brugerkomfort

3 Høj elasticitet og slidstyrke

Fordele:

Latexfri

Lav AQL

Høj brugerkomfort

Høj elasticitet og sludstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Syntetisk polyisoprene
Farve	Gul/hvid
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,21 mm
Tykkelse håndflade	0,19 mm
Tykkelse cuff	0,17 mm
Proteinindhold	Fri fra latex proteiner
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klasse III
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 MDR medicinteknisk produkt klasse IIa
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-isoprene latexfri fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latexfri	

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha® -isoprene latexfri	6,0	942 718	50 par	4 AFP
	6,5	942 719	50 par	4 AFP
	7,0	942 720	50 par	4 AFP
	7,5	942 721	50 par	4 AFP
	8,0	942 722	50 par	4 AFP

PAUL HARTMANN A/S
 Ørestads Boulevard 73
 2300 København
 T. 48 22 04 00
 E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info